

Mascarillas quirúrgicas IIR

Mascarillas quirúrgicas IIR de 4 capas. No reutilizables. MÉDICAS. Filtración mayor al 98% de las partículas.



ESPECIFICACIONES:

- Eficiencia de filtrado: BFE > 98%.
- Mascarilla Tipo IIR.
- No estéril. Filtrado microbiológico.
- No reutilizable. 4h de duración
- Vida útil: 2 años.
- Talla: adultos.
- Dimensiones: 175 x 95 mm.
- Gomas suaves y elásticas para un ajuste confortable en ambos pabellones auditivos.
- No irrita la piel y no causa alergias.

COLORES:

- Azul
- Rosa
- Negro
- Morado

COMPOSICIÓN:

Mascarilla de 4 capas compuestas de tela no tejida 56%, Polipropileno 44%.

PACKAGING:

- Bolsa termosellada de 10 unidades.

NORMAS Y CERTIFICACIONES:

Este dispositivo es un producto sanitario según la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745.



Certificado Europeo CE
EN-14683:2019+AC:2019

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Tocar solo las gomas de la mascarilla y colocar la mascarilla sobre la nariz y boca.
2. Pasar las gomas elásticas por detrás de las orejas. Pellizcar la banda metálica para ajustarla a la nariz.
3. Evitar tocar la parte exterior de la mascarilla. Si ocurre, lavar las manos antes y después.
4. Lavar las manos antes de retirarse la mascarilla y retirarla tocando solo las gomas elásticas.
5. Para desecharla, introducirla en una bolsa de plástico. Depositarla cerrada en la basura y lavar las manos.

Condiciones de almacenaje: Almacenar en un ambiente seco y fresco, alejado de la luz directa del sol y fuentes de calor.